

# NOVABONE<sup>®</sup>

## Dental Putty

### Kasetės dozatorius

800004, 003 perž.

#### Naudojimo instrukcijos

##### Indikacijos:

„NovaBone Dental Putty“ kasečių dozatorius yra skirtas naudoti tik su „NovaBone Dental Putty“ kasetėmis. Kasetės parduodamos atskirai ir pateikiamos jau pripildytos kaulo transplantato pakaitalo.



(1)



(2)



(3a) Taisyklingsai



(3b) Netaisyklingsai



(4)

##### Nurodymai, kaip naudoti

1. Išimkite kasetę iš dėklo.
2. Įspauskite kasetę į dozatorių, kol ji užsifiksuos.
3. Išlygiuokite juodą plastikinį stūmoklį ir spyruoklę palei plokščią atramą rankenėlės svirties vidinėje pusėje, kaip nurodyta rodykle ant rankenėlės. **PASTABA. Neišlygiuokite** pagal trumpąją rankenos atramą, kaip pavaizduota 3b pav., nes rankenėlė šioje padėtyje neužsidarys arba negalės tinkamai veikti.
4. Nuo kasetės antgalio nuimkite juodą dangtelį.
5. Suspauskite rankenėlę, spauskite stabiliai ir lėtai, taip išspausdami kaulo transplantato glaistą.
6. Panaudotą kasetę išimkite ir išmeskite.

##### Sterilumas

Kasetės dozatorius pateikiamas nesterilus, prieš naudojimą jį reikės sterilizuoti. Dozatorių galima sterilizuoti kaitinant autoklave arba sausu kaitinimu, neviršijant 140 °C (285 °F) temperatūros, arba naudoti šaltą sterilizavimo tirpalą. Valymo ir sterilizavimo instrukcijos pateikiamos toliau.

##### Kontraindikacijos, įspėjimai ir atsargumo priemonės

Žr. „NovaBone Dental Putty“ naudojimo instrukciją, pateikiamą su prietaiso kasetėmis.

##### Dėmesio!

Pagal federalinius įstatymus (JAV) šį įrenginį galima parduoti tik gydytojui arba gydytojo nurodymu.

#### Valymo ir sterilizavimo instrukcijos

##### Valymas

Po naudojimo nuo kasetės dozatoriaus nuvalykite priemonės perteklių ir likučius iš įstatymo pusės.

- 1 metodas. Išardykite prietaisą paspausdami aukštyn galinę rankenėlę, kad būtų galima išimti juodą stūmoklį. Iš stūmoklio ištraukite metalinę spyruoklę ir visas tris dalis (rankenėlę, stūmoklį ir spyruoklę) įdėkite į ultragarso valymo įrenginį. Uždenkite ir valykite 16–20 min. (50 °C / 122 °F temperatūroje, jei įrenginys turi kaitintuvą). Ištraukite ir kruopščiai nuskalaukite po šviežiu steriliu šiltu vandeniu (galima naudoti demineralizuotą vandenį). Nupurtykite vandens perteklių ir vertikaliai pastatykite išdžiūti.
- 2 metodas. Išardykite prietaisą, kaip apibūdinta anksčiau. Kruopščiai rankomis nuvalykite kiekvieną dalį pašveisdami šepetėliu minkštais šereliais su švelniu plovikiumi. Ištraukite ir kruopščiai nuskalaukite po šviežiu steriliu šiltu vandeniu (galima naudoti demineralizuotą vandenį). Nupurtykite vandens perteklių ir vertikaliai pastatykite išdžiūti.

##### Sterilizacija

Prieš sterilizuojant kasetės dozatorius turi būti visiškai sausas ir surinktas. Vėl įstatykite spyruoklę į stūmoklį, mažoji spyruoklės anga turi būti stūmoklio gale (tinkamą metodą rasite pavaizduotą 1 pav.).

1 pav.



Po to įstatykite stūmoklį ir spyruoklę į įrenginį, kol stūmoklio galas bus prieš platformą galinės rankenėlės svirties vidinėje pusėje (tinkamą metodą rasite pavaizduotą 2 pav.).

2 pav.



Nustačius stūmoklį į taisyklingsą padėtį, rankenėlė turi judėti laisvai ir nestriginėti. Jei stūmoklis sumontuotas netinkamai, rankenėlę uždaryti reikės stipriai spaudžiant, dėl to rankenėlė arba stūmoklis gali sutrūkti.

Kasetės dozatorių galima sterilizuoti autoklavu arba šaltu sterilizavimo tirpalu.

**Sterilizavimas autoklavu:** Sterilizuokite taikydami sterilizavimo priemonės gamintojo instrukciją, paprastai reikia 20 min. 121 °C / 250 °F temperatūros su 15 psi.

**Sterilizavimas šaltu tirpalu:** Panardinkite visą įrenginį į suaktyvintą „Cold Solution“ tirpalą 25 °C temperatūroje uždarytoje talpoje „Cold Solution“ tirpalo gamintojo rekomenduojamam laikotarpiui. Ištraukite įrenginį iš tirpalo ir kruopščiai nuskalaukite po steriliu šiltu vandeniu (galima naudoti demineralizuotą vandenį). Nupurtykite vandens perteklių ir vertikaliai pastatykite išdžiūti.

##### Gamintojas:

„NovaBone Products, LLC“  
13510 NW US Highway 441  
Alachua, Florida 32615 USA (JAV)  
Tel.: (386) 462-7660  
Faks.: (386) 418-1636  
www.novabone.com



##### ES įgaliotasis atstovas:

Peter Smith  
18 Yeates Close  
Thame, Oxfordshire, OX9 3AR UK (JK)

