

NOVABONE® Dental Putty

Dozownik do dawkowania z pojemników

800004 wer. 003

Sposób użycia

Wskazania:

Dozownik jest przeznaczony wyłącznie do dawkowania zawartości z pojemników z masą NovaBone Dental Putty. Pojemniki są sprzedawane osobno i są dostarczane wstępnie napełnione materiałem zastępczym do wszczepów kostnych.



(1)

(2)



(3a) Poprawnie

(3b) Niepoprawnie

(4)

Sposób użycia:

- Wyjąć pojemnik z tacy.
- Wcisnąć pojemnik do dozownika, aby go zablokować.
- Ustawić czarny plastikowy tłoczek z tworzywa sztucznego i sprężynę przy płaskiej podporze pod spodem dźwigni uchwyty (w miejscu oznaczonym strzałką nadrukowaną na uchwycie). **UWAGA: Nie należy** ustawiać elementów przy krótkim słupku uchwyty (Rysunek 3b), ponieważ w takim położeniu uchwyt zamknie się i nie będzie działał prawidłowo.
- Zdjąć małą czarną zatyczkę z końcówki pojemnika.
- Aby wycisnąć masę, należy powoli i stabilnie ścisnąć uchwyt.
- Po użyciu pojemnik należy wyjąć i wyrzucić.

Sterylność:

Dozownik do dawkowania z pojemników jest dostarczany niesterylny i przed użyciem konieczna jest jego sterylizacja. Dozownik można sterylizować termicznie w autoklawie, używając gorącego powietrza o temperaturze do 140°C (285°F), albo w zimnym roztworze. Instrukcje czyszczenia i sterylizacji zamieszczono poniżej.

Przeciwwskazania / środki ostrożności / ostrzeżenia:

Należy zapoznać się ze sposobem użycia masy NovaBone Dental Putty, załączonym do pojemników.

Przeostroga:

Zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie przez lekarza albo na jego polecenie.

Instrukcje czyszczenia i sterylizacji

Czyszczenie:

Bezpośrednio po użyciu, jeszcze przy fotelu, należy usunąć nadmiar materiału oraz resztki z dozownika.

Metoda 1: Rozmontować urządzenie, podnosząc tylny uchwyt w górę, aby wyjąć czarny tłoczek. Zdjąć metalową sprężynę z tłoczka i umieścić wszystkie trzy części (uchwyt, tłoczek i sprężynę) w myjce ultradźwiękowej. Zakryć i czyścić przez 16–20 minut (w temperaturze 50°C/122°F (jeśli urządzenie jest wyposażone w grzałkę)). Wyjąć i dokładnie wypłukać pod jałową, ciepłą wodą słodką (można użyć wody zdemineralizowanej). Wstrząsnąć, aby usunąć nadmiar wody, a następnie ustawić w pionie i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

Metoda 2: Rozmontować urządzenie w sposób opisany powyżej. Dokładnie wyczyścić każdą część łagodnym detergentem, szorując ją ręcznie szczoteczką o miękkim włosiu. Wyjąć i dokładnie wypłukać pod jałową, ciepłą wodą słodką (można użyć wody zdemineralizowanej). Wstrząsnąć, aby usunąć nadmiar wody, a następnie ustawić w pionie i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

Sterylizacja:

Przed rozpoczęciem sterylizacji dozownik musi być suchy i w całości zmontowany. Założyć sprężynę na tłoczek, upewniając się, że mały otwór sprężyny znajduje się na tylnej stronie tłoczka (prawidłową metodę montażu przedstawia Zdjęcie 1).

Zdjęcie 1



Następnie wprowadzić tłoczek i sprężynę do urządzenia, aż tył tłoczka znajdzie się przed platformą na spodzie tylnej dźwigni uchwyty (prawidłową metodę montażu przedstawia Zdjęcie 2).

Zdjęcie 2



Gdy tłoczek jest prawidłowo ustawiony, uchwyt powinien poruszać się swobodnie i nie blokować się podczas użycia. Jeśli tłoczek jest w nieprawidłowej pozycji, w celu zamknięcia uchwyty konieczne będzie użycie nadmiernej siły, co może spowodować pęknięcie uchwyty albo tłoczka.

Dozownik można sterylizować w autoklawie albo w zimnym roztworze.

Sterylizacja w autoklawie:

Przeprowadzić sterylizację zgodnie z instrukcjami producenta sterylizatora; standardowo 20 minut w temperaturze 121°C/250°F przy ciśnieniu 1 bar/15 psi.

Sterylizacja w zimnym roztworze:

Zanurzyć urządzenie całkowicie w aktywowanym roztworze zimnym o temperaturze 25°C w pojemniku z pokrywką i pozostawić na czas zalecany przez producenta roztworu zimnego. Wyjąć urządzenie z roztworu i dokładnie wypłukać pod jałową ciepłą wodą (można użyć wody zdemineralizowanej). Wstrząsnąć, aby usunąć nadmiar wody, a następnie ustawić w pionie i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

Producent:

NovaBone Products, LLC
13510 NW US Highway 441
Alachua, Florida 32615

Tel.: (386) 462-7660
Faks: (386) 418-1636
www.novabone.com

EC/REP

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE:



Peter Smith
18 Yeates Close
Thame, Oxfordshire, OX9 3AR
Wielka Brytania