

TI-System. The instruments used must be visually inspected after each cleaning and disinfection for damage such as corrosion, chipping, damage, deformation, etc. and soiling. Damaged or no longer functional instruments must be sorted out.

TI-System. Recommended sterilization method: Steam sterilization using moist heat and fractionated vacuum (ISO 17665-1, DIN EN ISO 17665-1:2014 (C17665-1)). The instrument should be placed in a dry bag and dried for at least 10 min.

TI-System. Bestandteile aus: Titan-Folie, Titan-Pins. Instrumente: Top-Halter, Titan-Aufsatz, Schraubdraher, Sterbox. GEMAUCHSANGWEISUNG: Anwendung: Nach der Sterilisation wird durch die Anzahl der Wiederbehebungs- und Sterilisationszyklen nicht eingeschränkt.

TI-System. 1. Anwendungszweck: Dieses Medizinprodukte-System dient der temporären formelnden Abdeckung von Augmentationsmaterialien. 2. Anwendungsgebiete: Zeigepunkte des Medizinprodukte-Systems sind Patienten mit zu regenerierenden Knochendefekten.

TI-System. compuesto de: Láminas de titanio, Clavos de titanio. Instrumentos: Pieza a sujeción, Cabezal de titanio, Destornillador, Sterbox. MODO DE EMPLEO: 1. Uso previsto: Este sistema es un producto sanitario cuya finalidad de uso es el recubrimiento temporario de forma estable.

TI-System. 10. Especificaciones de entrega: Lámina de titanio 20 µm (40 x 30 mm), 1 unidad. Lámina de titanio 40 µm (40 x 30 mm), 1 unidad. Clavos de titanio 5 mm (5/10 unidades).

TI-System. composé de: Feuilles en titane, Piles en titane. Instruments: Pièce à main, Douille en titane, Tournevis, Sterbox. MODE D'EMPLOI: 1. Application: Ce système de dispositifs médicaux est conçu pour le recouvrement temporaire et de forme stable du matériel d'augmentation.

TI-System. 11. Fabricant: curasan AG, LindgrästraÙe 4, 63081 Kleinostheim, Germany. Date of information: 07. März 2023.

TI-Systema TI. composto de: Láminas de titanio, Pines de titanio. Instrumentos: Manopla, Altopico en titanio, Cascalete, Sterbox. ISTRUZIONI PER L'USO: 1. Destinazione d'uso: Gli strumenti utilizzati vanno ispezionati visivamente dopo ogni detergenza e disinfezione per individuare eventuali danni.

TI-System TI. 10. Specifiche di consegna: Lámina di titanio da 20 µm (40 x 30 mm), 1 pezzo. Lámina di titanio da 40 µm (40 x 30 mm), 1 pezzo. Pini in titanio da 5 mm (5/10 pezzi).

TI-System TI. 1. Celz zastosowania: Ciep³o powlozone logo systemu medycznego to opakowanie z konekcyjnymi do regeneracji. 2. Zastosowanie: Ciep³o powlozone logo systemu medycznego to opakowanie z konekcyjnymi do regeneracji.

TI-System TI. 6. Inne wskazówki: Stosować wyłącznie instrumenty Systemu TI. 7. Wskazówki do produktu: Materiał wykonany do implantacji systemu TI jest tytan, który dzieli swoim właściwostwom.

TI-System TI. 1. Prerazbenost: Tihi meditsinski izdelki sistema se izlozava za do osigurno vremeno ustojivo pokrivenje za regenerativni materijal.

TI-System TI. 10. Specificheskie znančestva na dostavnyeh komponentah: Titanovaya foliya 20 µm (40 x 30 mm), 1 edinstvo. Titanovaya foliya 40 µm (40 x 30 mm), 1 edinstvo.

TI-System TI. 1. Destinazione d'uso: Gli strumenti utilizzati vanno ispezionati visivamente dopo ogni detergenza e disinfezione per individuare eventuali danni.

TI-System TI. 10. Specifiche di consegna: Lámina de titanio de 20 µm (40 x 30 mm), 1 pieza. Lámina de titanio de 40 µm (40 x 30 mm), 1 pieza. Pines de titanio de 5 mm (5/10 piezas).

